

AG-3 Accessoires



AG-3 WOK

Gencive souple interchangeable pour modèle maxillaire.
A positionner sur le modèle AG-3 OK ; les dents vissées sur le modèle maintiennent la gencive en place.



AG-3 WUK

Gencive souple interchangeable pour modèle mandibulaire.
A positionner sur le modèle AG-3 UK ; les dents vissées sur le modèle maintiennent la gencive en place.



AG-3 WOK 20

Gencive souple interchangeable similaire à AG-3 WOK, mais à contour gingival plus haut (correspondant à un patient de 20 ans).

AG-3 WUK 20

Gencive souple interchangeable similaire à AG-3 WUK, mais à contour gingival plus haut (correspondant à un patient de 20 ans).



AG-3 ROK1

Plaque arrière pour modèle AG-3 OK.

AG-3 RUK1

Plaque arrière pour modèle AG-3 UK.

La plaque dorsale est nécessaire lors du travail sur tête fantôme.

AN-4 RM

Pièce de rechange: Plaques de montage métallique avec pas de vis pour modèles des séries ANA-4 (V), ANKA-4 (V), AG-3, A-PB et A-PZ permettant la fixation par vissage ou à l'aide des plaques de montage magnétique sur les têtes fantômes.



SZ-4

Tournevis pour tous les modèles ayant les vis à tête multiple ainsi que pour vis à tête cruciforme de la série ANA-4 (V).