

Strips universels et distributeurs

Strips universels indéchirables, en polyester, convenant pour le traitement des résines autopolymérisables et photopolymérisables et des ciments. Accessoires de moulage pour les cavités des classes II, III, IV et V.

- Transparents et couleur cuivre-transparent (non adapté à la photopolymérisation)
- Extra-minces ou épaisseur normale – garde sa stabilité en cas de cavités d'une certaine importance
- Le strip du couleur cuivre-transparent est plus aisément visible sur la dent et sur la table

Assurez-vous que la partie de la bande avec le marquage coloré n'est pas utilisé dans la bouche du patient lors du travail avec les bandes universelles transparentes.

Le distributeur de strips universel breveté ne s'achète qu'une fois puis il est rechargeable avec les rouleaux économiques de rechange.

Strips universels droits, Longueur : 120 mm, largeur : 8,5 mm, Paquet de 50 pièces

- | | |
|-----------------|---|
| US-120KE | transparent
épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |
| US-120KN | transparent
épaisseur : 0,08 mm (standard) |
| US-120EE | couleur cuivre-transparent
épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |



Strips universels courbes, Longueur : 75 mm, largeur : 8,5 mm, Paquet de 50 pièces

- | | |
|----------------|---|
| US-75KE | transparent
épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |
| US-75KN | transparent
épaisseur : 0,08 mm (standard) |
| US-75EE | couleur cuivre-transparent
épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |



Distributeur de bandes matrices breveté, Incl. bande matrice, Longueur : 15 m, largeur : 8,5 mm

- | | |
|-----------------|--|
| US-15PKE | transparent
épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |
| US-15PKN | transparent
épaisseur : 0,08 mm (standard) |
| US-15PEE | couleur cuivre-transparent épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |



Rouleau de recharge de bande matrice, Longueur : 15 m, largeur : 8,5 mm
Contenu de l'emballage : 3 rouleaux

- | | |
|--------------------|--|
| US-15PKN | transparent, épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |
| US-15PKNN | transparent, épaisseur : 0,08 mm (standard) |
| US-15PEEN | couleur cuivre-transparent, épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |
| US-15PKN E | Paquet avec 1 rouleau, transparent, épaisseur: 0,05 mm (extra mince) |
| US-15PKNN E | Paquet avec 1 rouleau, transparent, épaisseur : 0,08 mm (standard) |
| US-15PEEN E | Paquet avec 1 rouleau, couleur cuivre-transparent, épaisseur : 0,05 mm (extra-mince) |

