


# AG-3 Dents standards, dents préparées et dents spéciales

- AG-3 Z** Jeu de 32 dents en matière synthétique dure de forme gnathologique avec vis pour modèle AG-3.
- AG-3 Z 28** Jeu de 28 dents en matière synthétique dure de forme gnathologique avec vis pour modèle AG-3 28.
- AG-3 ZE 100** Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles AG-3.
- AG-3 ZE 010** Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles AG-3.



- AG-3 ZP..** Nous proposons à nos clients des dents préparées selon les besoins appropriés pour utilisation sur les bases de modèle AG-3. Le descriptif précis des dents préparées est disponible sur simple demande. Proposez et envoyez nous le type de préparation que vous souhaitez obtenir en nous adressant un modèle réalisé sur une dent AG-3 ZE.



- AG-3 AE** Modèles avec dents abrasées composés d'un modèle maxillaire et d'un modèle mandibulaire correspondant à la série AG-3; les dents vissées présentent une forte abrasion et des érosions; ce qui permet d'élargir le spectre d'utilisation de la série AG-3.

- AG-3 AE Z 901** Jeu de dents AG-3 Z AE 901 pour modèle AG-3 AE 99-001, composé de 28 dents abrasées avec des dents de sagesse correspondant aux dents standards AG-3 ZE.

- AG-3 ZAE 901** Dents en matière synthétique avec abrasions et érosions.



- AG-3 AW** Bases de modèles supérieur et inférieur et gencives convenant à AG-3. Au lieu de dents de modèle des positions 1-7 il n'est équipé que de moignons dentaires. Une dent de modèle complète peut être modelée sur les moignons à l'aide de cire dentaire. Les dents de sagesse correspondent à AG-3 ZE.

Sur demande les modèles standards AG-3 W 20 et AG-3 28 sont aussi disponibles pourvus de moignons.



- AG-3 AW Z 901** Jeu de 28 moignons de modèle pour s'entraîner à la technique de la cire ajoutée, avec vis.

- AG-3 ZAW 901** Moignon de modèle individuel pour s'entraîner à la technique de la cire ajoutée, avec vis, assortiment selon demande.

