

ANA-4 Dents standards et dents spéciales

ANA-4 Z Jeu complet de 28 dents de forme naturelle pour modèles ANA-4 (V) en matière synthétique dure avec vis.

ANA-4 ZE 100 Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles ANA-4 (V)

ANA-4 ZE 010 Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles ANA-4 (V)

ANKA-4 Z Jeu complet de 28 dents de forme naturelle, réalisé en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANKA-4 ZE 100 Paquet de 100 dents individuelles de forme naturelle, réalisées en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANKA-4 ZE 010 Paquet de 10 dents individuelles de forme naturelle, réalisées en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANA-4 V CER Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de démonstration comme ANA-4 V (voir page 4) avec des dents en matière synthétique spéciale permettant travailler avec des scanners ou des systèmes de caméra sans utiliser poudre ou spray. Recommandé pour le système Sirona prepCheck et pour CEREC* avec Bluecam.

*CEREC® est une marque déposée de l'entreprise Dentsply Sirona.

ANKA-4 V CER Identique au modèle ANA-4 V CER, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (dents pour système clic)

ANA-4 Z CER Jeu complet de 28 dents de forme naturelle en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

ANA-4 ZE CER 100 Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

ANA-4 ZE CER 010 Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

Les jeux des dents et dents individuelles correspondants pour des modèles ANKA-4 CER sont aussi disponibles

ANA-4 ZEF Pour examens :
Dents pour modèles réalisées en matériau fluorescent avec vis, assorties au choix. Ces dents d'examen frasaco, développées et brevetées, ne se distinguent pas des dents normales quand elles sont montées sur le modèle et ne peuvent être distinguées qu'à l'aide d'une lampe à UV spéciale. Ces dents ne sont livrables qu'aux commissions d'examen des universités et autres institutions.

ANKA-4 ZEF Identique à ANA-4 ZEF, compatible avec les modèles frasaco système clic.

UV-L Lampe à UV pour l'identification des dents d'examen ANA-4 ZEF et ANKA-4 ZEF.

