

Masques Chirurgicaux

Masque 3 plis, Chirurgical , 100% microfibre polypropylène sans fibre de verre avec barrette nasale, fixations par sangles élastiques passant derrière les oreilles. Piéger les émanations des flux respiratoires (salive, sécrétions) émises par celui qui porte le masque tout en permettant à son utilisateur de respirer sans difficulté.



Matériel	Polypropylène
Couleur	Face interne blanche, face externe bleue
Dimensions	175 mm x 95 mm
Composition 3 plis	Pli externe : polypropylène (Spunbond) 30 g/m ² - bleu Filtre: polypropylène (Meltblown) 25 g/m ² - blanc Pli interne polypropylène (Spunbond) 20 g/m ² - blanc
Efficacité de filtration bactérienne (EFB)	> 98 %, TYPE IIR (EN 14683:2019+AC:2019)
Respirabilité	< 21 Pa/cm ² (EN 14683:2019+AC:2019)
Résistance aux éclaboussures	≥ 18kPa (ISO 22609)
Conditionnement	Boîte de 50 pièces Carton de transport de 60 boîtes (3000 pièces)
CE Catégorie	Dispositif médical de Classe I EPI contre les risques mineurs, Catégorie I
Lieu de fabrication	la Turquie

