

# Couronnes strip – La gamme

**incisive centrale  
– secteur supérieur droit**



**incisive latérale  
– secteur supérieur droit**



**canine  
– secteur supérieur droit**



**première prémolaire  
– secteur supérieur droit**



**première molaire  
– secteur supérieur droit**




**Note concernant le numéro de couronnes strip :**

Premier chiffre = quadrant | Deuxième chiffre = position de la dent | Troisième chiffre = tailles en séquence descendante

**première molaire  
– secteur inférieur droit**



**première prémolaire  
– secteur inférieur droit**



**canine  
– secteur inférieur droit**



**incisive latérale  
– secteur inférieur droit**



**incisive centrale  
– secteur inférieur droit**





210 211 212 213 214 215 216

**incisive centrale  
secteur supérieur gauche –**



220 221 222 223 224 225

**incisive latérale  
secteur supérieur gauche –**



230 231 232 233 234 235 236

**canine  
secteur supérieur gauche –**



240 241 242 243 244

**première prémolaire  
secteur supérieur gauche –**



260 261 262 263

**première molaire  
secteur supérieur gauche –**



360 361 362 363

**première molaire  
secteur inférieur gauche –**



340 341 342 343 344

**première prémolaire  
secteur inférieur gauche –**



330 331 332 333 334

**canine  
secteur inférieur gauche –**



320 321 322

**incisive latérale  
secteur inférieur gauche –**



311 312 313

**incisive centrale  
secteur inférieur gauche –**

# Couronnes strip transparentes



## ST-5K

5 couronnes de taille identique dans une boîte de recharge



## ST-FK174

Assortiment de dents antérieures, 174 couronnes dans une boîte à couvercle en matière plastique transparente  
3 couronnes strip par taille disposées dans 58 cases

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| MS | 110 – 115, 120 – 125, 130 – 135 |
| MS | 210 – 215, 220 – 225, 230 – 235 |
| MI | 411 – 413, 420 – 422, 430 – 434 |
| MI | 311 – 313, 320 – 322, 330 – 334 |



## ST-BK108

Assortiment de molaires, 108 couronnes dans une boîte à couvercle en matière plastique transparente  
3 couronnes strip par taille disposées dans 36 cases

|    |                      |
|----|----------------------|
| MS | 140 – 144, 160 – 163 |
| MS | 240 – 244, 260 – 263 |
| MI | 440 – 444, 460 – 463 |
| MI | 340 – 344, 360 – 363 |



## ST-FBK 58

Assortiment compact (dents antérieures et molaires courantes) 58 couronnes dans une boîte plastique à couvercle transparent  
1 couronne par taille disposées dans 58 cases

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| MS | 111 – 116, 120 – 124, 131, 133, 141 – 143, 161, 162 |
| MS | 211 – 216, 221 – 225, 231, 233, 241 – 243, 261, 262 |
| MI | 311, 312, 321, 322, 330, 331, 341, 342, 360 – 362   |
| MI | 411, 412, 421, 422, 430, 431, 441, 442, 460 – 462   |



## SL-2

Systèmes d'ordre pour le stockage clair et flexible correspondant aux besoins des recharges en boîtes de 5 pièces, avec 8 tiroirs.

**Nota bene : sans contenu**