

Modèles pour exercice d'extraction

A-E M

Modèle d'extraction pour les exercices initiaux
Réalisé en aluminium coulé avec 32 dents en métal CrNi enrobées dans un matériau plastique élastique et résistant, avec plaque dorsale.




A-E ZM

Jeu de 32 dents en métal CrNi pour modèle d'extraction

A-E ZME

Dents individuelles de modèle en métal CrNi pour modèle d'extraction assorties sur demande



A-E K

Modèle d'extraction pour travaux pratiques des études avancées.
Réalisé en aluminium coulé avec 32 dents en matière synthétique dure enrobées dans un matériau plastique élastique et résistant, avec plaque dorsale.

Les racines des dents se brisent en cas de manipulation maladroite des instruments d'extraction.




A-E ZK

Jeu de 32 dents en matière synthétique dure pour modèles d'extraction

A-E ZKE

Dents individuelles de modèle en matière synthétique dure pour modèle d'extraction, assorties sur demande



A-E MK

Modèle d'extraction réalisé en aluminium coulé avec 16 dents en métal CrNi et 16 dents en matière synthétique dure enrobées dans un matériau plastique élastique et résistant, avec plaque dorsale.

