

Série des modèles standards ANA-4

Modèle de travail reproduisant une denture naturelle typée d'adulte :

Base du modèle réalisée en matière synthétique dure. Les modèles supérieurs et inférieurs s'articulent en occlusion centrée avec des contacts intercuspidaux physiologiques. Modèle livré avec 28 dents en résine thermodurcissable stabilisées par vissage (vis à tête cruciforme) et plaque de fixation métallique avec pas de vis pour fixation sur la tête fantôme frasaco au choix par vissage ou à l'aide de la fixation magnétique.

- Configurations anatomiques fonctionnelles et morphologiques des parties coronaires et des surfaces occlusales donnant un aspect proche de l'aspect naturel
- Relief occlusal naturel réalisé à partir de l'observation de reliefs naturels caractéristiques représentatifs
- Aspect des dents antérieures esthétique et fonctionnel
- Aspect cervical des racines anatomique et réaliste
- Intercuspidation neutre et conforme à la classification internationale d'Angle de Type I
- Aspect des espaces interdentaires physiologique réalisé à partir de l'observation de dentures d'individus d'âge moyen
- Courbes de Wilson, de Spee et aspect hélicoïdal du plan occlusal reproduits dans l'espace
- Possibilité d'accomplir les différents mouvements dynamiques tels que le guidage de la pente canine et autres propulsions et mouvements de latéralité
- Gencives reproduisant les reliefs et plis palatins, linguaux et vestibulaires naturels

Gencive :

souple, amovible et interchangeable

Principales applications :

Modèle universel pour exercices de dentisterie préventive, conservatrice et prothétique.



ANA-4

Modèles supérieur et inférieur en intercuspidation stable (28 dents).

ANKA-4

Modèles supérieur et inférieur en intercuspidation stable identique au modèle ANA-4, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (28 dents pour système clic).



ANA-4 V

Modèles supérieur et inférieur en intercuspidation stable identique au modèle ANA-4 (28 dents), toutefois le contour gingival a été simplifié pour des préparations plus aisées. Cette alternative est proposée à la plupart des universités pour des exercices de préparation, tandis que ANA-4 est plutôt adapté à la formation post-universitaire.

ANKA-4 V

Identique au modèle ANA-4 V, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (28 dents pour système clic).



ANA-4 DAV

Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de démonstration réglable, permettant les mouvements fonctionnels de base.

ANA-4 V DAV

Identique au modèle ANA-4 DAV, à contour gingival simplifié.

ANKA-4 DAV

Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de présentation réglable identique au ANA-4 DAV, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (28 dents pour système clic).

ANKA-4 V DAV

Identique au modèle ANKA-4 DAV, à contour gingival simplifié.

ANA-4 Dents standards et dents spéciales

ANA-4 Z Jeu complet de 28 dents de forme naturelle pour modèles ANA-4 (V) en matière synthétique dure avec vis.

ANA-4 ZE 100 Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles ANA-4 (V)

ANA-4 ZE 010 Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles ANA-4 (V)

ANKA-4 Z Jeu complet de 28 dents de forme naturelle, réalisé en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANKA-4 ZE 100 Paquet de 100 dents individuelles de forme naturelle, réalisées en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANKA-4 ZE 010 Paquet de 10 dents individuelles de forme naturelle, réalisées en matière synthétique dure pour montage sur les modèles frasaco système clic ANKA-4 (V).

ANA-4 V CER Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de démonstration comme ANA-4 V (voir page 4) avec des dents en matière synthétique spéciale permettant travailler avec des scanners ou des systèmes de caméra sans utiliser poudre ou spray. Recommandé pour le système Sirona prepCheck et pour CEREC* avec Bluecam.

*CEREC® est une marque déposée de l'entreprise Dentsply Sirona.

ANKA-4 V CER Identique au modèle ANA-4 V CER, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (dents pour système clic)

ANA-4 Z CER Jeu complet de 28 dents de forme naturelle en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

ANA-4 ZE CER 100 Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

ANA-4 ZE CER 010 Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique spéciale avec vis pour modèles ANA-4 V CER

Les jeux des dents et dents individuelles correspondants pour des modèles ANKA-4 CER sont aussi disponibles

ANA-4 ZEF Pour examens :
Dents pour modèles réalisées en matériau fluorescent avec vis, assorties au choix. Ces dents d'examen frasaco, développées et brevetées, ne se distinguent pas des dents normales quand elles sont montées sur le modèle et ne peuvent être distinguées qu'à l'aide d'une lampe à UV spéciale. Ces dents ne sont livrables qu'aux commissions d'examen des universités et autres institutions.

ANKA-4 ZEF Identique à ANA-4 ZEF, compatible avec les modèles frasaco système clic.

UV-L Lampe à UV pour l'identification des dents d'examen ANA-4 ZEF et ANKA-4 ZEF.

