

Gants Nitrile ALDENA

Le nitrile offre une résistance supérieure à la perforation – trois à cinq fois plus que le latex et constitue l'alternative synthétique de prédilection dans l'industrie médicale.

Marque	ALDENA
Matériel	Nitrile (Caoutchouc nitrile butadiène - NBR)
Couleur	Noir
Tailles	XS (5/6), S (6/7), M (7/8), L (8/9), XL (9/10)
Détection de trous (EN 455-1)	AQL 1.5
Dimensions (EN 455-2)	Longueur 240 mm Largeur XS 75 S 85 M 95 L 105 XL 115 mm
Épaisseur simple (ASTM D6319)	Manchette 0.07 mm; Paume 0.08 mm; Doigt 0.14 mm
Poids moyen du gant	3.5 g (taille M)
Force à la rupture (EN 455-2)	≥ 6.8 N (Newtons)
Elongation (ASTM D6319)	500 % au minimum
Poudre résiduelle (ASTM D6124)	< 0.14 mg/glove (max 2 mg/glove)
Durée de conservation (EN 455-4)	5 ans
Conformes aux normes	EN 374, EN 388, EN 420, EN 455
Conditionnement	Boîte distributrice de 100 gants Carton de transport de 10 boîtes (1000 gants)
CE Catégorie	Dispositif médical de Classe I - Gant d'examen Gant à usage unique de protection contre les risques complexes - EPI Catégorie III
Lieu de fabrication	La Malaisie



AQL
1.5



EN ISO 374-1
/2016 Type C



EN ISO 374-5
/2016

