

Accessoires pour têtes fantômes frasaco



P-6 O

Oreilles pour tête fantôme

Adaptables sur les têtes fantôme ainsi que sur les têtes fantôme existantes. Oreilles anatomiquement correctes, en matière plastique, qui peuvent être fixées au masque facial par des supports inclus dans le kit. Position anatomiquement parfaite et fixe aux boîtes condyliennes de la tête fantôme ce qui permet de pratiquer le placement d'arcs faciaux d'une manière proche de la réalité. Livrées par paires.

P-6 A

Yeux pour tête fantôme à coller. Livrés par paires.



P-Z

La langue P-Z est fixée sur le modèle à l'aide d'une vis. Si cette langue est commandée séparément pour des modèles déjà existants, il faut coller la langue sur le modèle.

Nous recommandons d'utiliser l'adhésif A-P K G.



1260

Plaques de support pour montage des modèles par vissage sur les têtes fantôme frasaco.

1260K OK

Plaque de support avec ergots de positionnement pour montage du modèle supérieur par vissage sur les têtes fantôme frasaco.

Les ergots de positionnement permettent le changement des modèles et de les repositionner à l'identique à tout instant.

1260K UK

Plaque de support avec ergots de positionnement pour montage du modèle inférieur par vissage sur les têtes fantôme frasaco.

Les ergots de positionnement permettent le changement des modèles et de les repositionner à l'identique à tout instant.



1260M

Plaques de support aimantée avec ergots de positionnement pour fixation magnétique du modèle sur les têtes fantôme frasaco.

Les ergots de positionnement (à gauche et à droite) permettent le changement rapide des modèles et le repositionnement à l'identique à tout instant.

1260MJ

Plaques de support comme avant, mais dans cette version des ergots de positionnement sont positionnés en avant et à l'arrière des plaques de support.