

Modèles de travail pour laboratoires dentaires



B-3 D

Modèles de maxillaire et mandibule édentés
Réalisé en matière synthétique dure, occlusion en retrait,
avec écrou M6 pour le vissage sur les têtes fantôme frasaco.

B-3 DB

Gabarit d'occlusion convenant au modèle B-3 D.



AG-3 G 28

Moules caoutchouc pour couler les modèles originaux de contrôle en laboratoire dentaire.

Maxillaire et mandibule pour 28 dents de formes gnathologiques dans une intercuspitation maximale stable.

Secteur antérieur : recouvrement prononcé, guide incisif et canine.

Secteur prémolaires et 1ères molaires : relation des dents une à deux

Secteur postérieur (2èmes et 3èmes molaires) : relation des dents une à une.



AG-3 ZP


Plaque de centrage pour moule AG-3 G. Cette plaque de centrage transparente est destinée au positionnement d'un écrou de centrage avec un pas de vis M6 lors de la coulée du modèle permettant le montage de celui-ci sur la tête fantôme ou en articulateur.

L'ensemble contient : 1 plaque de centrage, 1 vis de blocage et 5 écrous de centrage avec un pas de vis M6.

Le moule en caoutchouc AG-3 G 28 n'étant pas inclus dans le kit AG-3 ZP

AG-3 ZPB

Recharge d'écrou de centrage. Livré par 10 pièces.



AG-3 Z 28

Jeu de 28 dents de modèle à préparer en matière synthétique dure, avec vis convenant au moule caoutchouc AG-3 G 28

AG-3 ZE 100

Paquet de 100 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles AG-3.

AG-3 ZE 010

Paquet de 10 dents d'un même numéro en matière synthétique dure avec vis pour modèles AG-3.



B-3 NT

Modèles de maxillaire et mandibule édentés. Réalisé en matière synthétique dure. Les maxillaires et mandibules s'adaptent parfaitement l'un sur l'autre. Distance idéale de montage, avec écrou M6 pour le vissage sur les têtes fantôme frasaco.

B-3 NTB

Gabarit d'occlusion convenant au modèle B-3 NT.