

Accessoires pour des exercices de préparations

A-PTS

Instructeur de préparations (jeu)

Plaque de montage pour les têtes fantôme frasaco avec raccord pour blocs de plastique transparents destinés à réaliser des différentes préparations.

Contenu : 2 blocs d'exercices de préparations imprimés avec un total de 13 formes différentes, film millimétrique pour contrôle tridimensionnel et clef de montage.



A-PT


Instructeur de préparations

2 blocs d'exercices transparents imprimés avec un total de 13 formes différentes, film millimétrique pour contrôle tridimensionnel.



A-PTM

2 blocs d'exercices multicouches simulant les couches d'émail, de dentine et la pulpe, en matériau plastique dur frasaco et imprimés avec un total de 13 formes différentes de préparation à réaliser, film millimétrique pour contrôle.



A-PT 99-001

2 blocs plastiques transparents pour exercices de préparation et imprimés avec des formes géométriques simples «OSY», film millimétrique pour contrôle tridimensionnel

A-PTM 99-001

2 blocs d'exercices multicouches simulant les couches d'émail, de dentine et la pulpe, en matériau plastique dur et imprimés avec des formes géométriques simples «OSY», film millimétrique pour contrôle.



A-PTSM

Instructeur de préparations multicouche (jeu)

Plaque de fixation pour les têtes fantôme frasaco avec raccord pour blocs d'exercices multicouches en matériau plastique dur pour réaliser des préparations typiques.

Contenu : 2 blocs d'exercices multicouches simulant les couches d'émail, de dentine et la pulpe, imprimés avec un total de 13 formes différentes, film millimétrique pour contrôle et clef de montage.

1531-SRM

Plaques de montage pour instructeur de préparations ou d'endodontie permettant la fixation par vissage ou à l'aide des plaques de montage magnétique sur les têtes fantômes.

1534-SRM

Cette plaque de montage sert à la fixation de 2 blocs d'exercices de préparation dans une position en forme de V à gauche et à droite selon l'alignement des dents. Elle permet la fixation sur les têtes fantôme frasaco au choix par vissage ou à l'aide de plaques de montage magnétiques.

