

Dents de modèles pour l'odontologie pédiatrique

AK-6/2 ZPU

Dents de lait à pulpe rouge en matière synthétique dure, avec vis convenant aux modèles AK-6/2 et AK-6

Si, lors de la préparation on s'approche trop à la pulpe, une teinte rouge apparaît

MS 53, 54, 55

MI 85



AK-6/2 ZPUL

Dent de modèle à chambre pulpaire vide pour des exercices de pulpotomie, avec vis, convenant aux modèles AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85




AK-6/2 ZPUW

Dent de modèle avec chambre pulpaire remplie de cire rouge pour des exercices de pulpotomie p. ex. avec un excavateur cuillère, avec vis

Convenant au modèle AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85




AK-6/2 ZPUWPK

Dents de lait identiques à AK-6/2 ZPUW, chambre pulpaire remplie de cire rouge, mais avec présence de lésions carieuses.

Convenant au modèle AK-6/2 et AK-6

MS 53, 54, 55

MI 85



AK-6/2 ZPUF

Dents pour les exercices d'endodontie dans les dents de lait (pulpectomie) avec canal de la racine convenant au modèles AK-6/2 et AK-6 avec racine transparente et canaux de racines creux, teintés en rouge et avec couronnes dures de couleur ivoire.

MS 53, 54, 55

MI 85

