

Modèle ANA-4 et accessoires

- ANA-4 DAF** Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de démonstration permettant des mouvements fonctionnels de base.
- ANA-4 V DAF** Identique au modèle ANA-4 DAF, à contour gingival simplifié.
- ANKA-4 DAF** Modèles supérieur et inférieur montés sur un articulateur de démonstration identique au ANA-4 DAF, toutefois les dents ne sont pas fixées par des vis mais à l'aide du système de fixation automatique frasaco (dents pour système clic)
- ANKA-4 V DAF** Identique au modèle ANKA-4 DAF, à contour gingival simplifié.
- AN-4 WOK** Gencive de recouvrement élastique pour modèle supérieur destiné au modèle ANA-4 OK ou ANKA-4 OK. Elle se pose sur le modèle et est maintenue en place par les dents sur le modèle.
- AN-4 WOK KR** Comme précédemment, réalisée en matière rouge-transparent.
- AN-4 WOKV** Comme AN-4 WOK, toutefois de réalisation plus simple pour ANA-4 V OK ou ANKA-4 V OK.
- AN-4 WUK** Gencive de recouvrement élastique pour modèle inférieur destiné au modèle ANA-4 UK ou ANKA-4 UK. Elle se pose sur le modèle et est maintenue en place par les dents sur le modèle.
- AN-4 WUK KR** Comme précédemment, réalisée en matière rouge-transparent.
- AN-4 WUKV** Comme AN-4 WUK, toutefois de réalisation plus simple pour ANA-4 V UK ou ANKA-4 V UK.
- AN-4 WOKV 99-001** Gencive de recouvrement à contour gingival simplifié pour modèle supérieur réalisée en matière plastique dure destinée au modèle ANA-4 V OK et ANKA-4 V OK.
- AN-4 WUKV 99-001** Gencive de recouvrement à contour gingival simplifié pour modèle inférieur réalisée en matière plastique dure destinée au modèle ANA-4 V UK et ANKA-4 V UK.
- AN-4 RM** Pièce de rechange: Plaques de montage métallique avec pas de vis pour modèles des séries ANA-4 (V), ANKA-4 (V), AG-3, A-PB et A-PZ permettant la fixation par vissage ou à l'aide des plaques de montage magnétique sur les têtes fantômes.
- AN-4 ROK** Pièce de rechange: Plaque arrière pour modèles supérieurs de la série ANA-4 (V) et ANKA-4 (V)
- AN-4 RUK** Pièce de rechange: Plaque arrière pour modèles inférieurs de la série ANA-4 (V) et ANKA-4 (V)

