

RUBANS DE MATRICES DE DENTATUS

MATRICES ORIGINAUX & SPÉCIALE V

Haute estime par les utilisateurs dans le monde entier


Les avantages

- Inox suédois
- Reconnus et utilisés dans le monde entier
- Attachements Nyström originaux (pas de copies)

Les rubans de 0,040 mm d'épaisseur sont en inox de haute qualité, alors que les rubans plus épais (0,050 mm) sont en inox avec une qualité extradouce spéciale. Opter pour la qualité de l'acier permet de conférer aux rubans une forte résistance et une bonne ajustabilité. Les rubans les plus fins offrent de très bons prérequis pour des contacts interdentaires bien définis et façonnés.

La qualité Dentatus s'est longtemps montrée tenue en haute estime par les utilisateurs dans le monde entier.

Tous les rubans de matrices de Dentatus ont des bords parfaitement doux.



Rubans de matrices originaux de Dentatus

Stainless Steel, Thin 0.040 mm, 12 pcs/pkg


Stainless Dead Soft Steel, 0.050 mm,
12 pcs/pkg and 100 pcs/pkg

MDD-1RF MDD-2RF MDD-3RF

MDD-1 MDD-2 MDD-3

MDD-4RF MDD-5RF MDD-6RF

MDD-4 MDD-5 MDD-6



Rubans de matrices de Dentatus de catégorie spéciale V

For Class V Restorations, Stainless Steel, Thin 0.040 mm (acc to Dr Nyström), 12 pcs/pkg

MDD-N1/DS


MDD-N3/DS

MDD-N4A/DS

MDD-N4B/DS

MDD-N5A/DS

MDD-N5B/DS



Dentatus AB
www.dentatus.com
SE: +46 8 546 509 00
info@dentatus.se
US: +1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com

